



HZJZ

**SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI
VODA I VODOOPSKRBU
T/F: 46 83 009
T 48 63 214, 48 63 217, 48 63 219
e-pošta vode@hzjz.hr**

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA VODE

Na Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu građani mogu svaki dan dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti vode za piće kao i za sve druge potrebe. Nažalost, vrlo često zbog nepravilnog uzimanja uzorka nismo u mogućnosti napraviti tražene analize jer uzorci stignu ili prekasno ili nepravilno čuvani.

Vrlo je važno, naročito za mikrobiološka ispitivanja, da analiza počne što prije nakon uzorkovanja kao i da je uzorak uzet u propisnu ambalažu.

Ambalaža za uzorkovanje:

- Sterilna boca za uzorkovanje od 500 mL se može preuzeti na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svaki radni dan od 8 do 16 h.
- Ako je voda koja se želi analizirati klorirana, **MORA** se koristiti sterilna boca koja sadrži natrij-tiosulfat (dobije se na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu)
- Boca se ne smije ispirati prije uzorkovanja.

Uzorkovanje vode iz slavine:

- 1)** Prije uzorkovanja uklonite nastavke sa slavine ako postoje (npr. gumeno crijevo, metalnu mrežicu...).
- 2)** Pustite da hladna voda teče 5-10 minuta.
- 3)** Zatvorite vodu na slavini.
- 4)** Dezinficirajte (alkoholom, dezinficijensom...) ili spalite plamenom (upaljačem) otvor slavine.
- 5)** Otvorite vodu.
- 6)** Skinute čep sa sterilne boce pazeci da ne dođe do sekundarnog onečišćenja: boce, poklopca i slavine (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine).
- 7)** Postavite bocu neposredno ispod izljevnog mjesta (slavine) i napunite je tako da ostane oko 1 cm zraka u boci – **nemojte napuniti do vrha boce;**
- 8)** Uzorak dostavite na Odjel isti dan **u roku od 6 sati nakon uzimanja**, a najkasnije do **14 h** kako bi se uzorak obradio isti dan. Ukoliko to nije moguće staviti uzorak u hladnjak na +4°C, te ga obavezno dostavite što ranije slijedeći dan.

Zaprimanje uzorka:

svaki dan od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati

Preuzimanje Ispitnih izvještaja (nalaza): svaki dan od 13 do 15,45 sati

Trajanje analize: najmanje tri dana

Ako Vi sami uzimate uzorak, molimo Vas da nas konzultirate u vezi potrebne ambalaže i načina uzorkovanja.