

- **BRIS NOSA – NADZORNI**

UPUTA ZA UZIMANJE – bris se uzima pamučnim štapićem, prethodno navlaženim u sterilnoj fiziološkoj otopini. Bris se uzima rotirajućim pokretom iz obje nosnice na dubini od 1-2 cm.

TRANSPORT – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart - Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

KOLIČINA UZORKA - bris sa ili bez transportnog medija.

- **BRIS USNE ŠUPLJINE**

UPUTA ZA UZIMANJE – bris se uzima pamučnim štapićem prelazeći po promijenjenom mjestu, pazeći da se ne dodiruje okolna sluznica.

TRANSPORT – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart - Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

KOLIČINA UZORKA - bris sa ili bez transportnog medija.