

## **BRIS ŽDRIJELA**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – bris se uzima pamučnim štapićem, tako da se pobriše stražnja stijenka orofarinksa te obje tonzile ili oba nepčana luka, pazeći da se pritom ne dodiruje jezik ili bukalna sluznica.

**TRANSPORT** – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.