

OBRISAK ŽDRIJELA I TONZILA ZA MIKOLOŠKU PRETRAGU

- Drvenom lopaticom pritisnuti jezik i laganom rotacijom uz pritisak štapićem obloženim vatom obrisati tonzile, tonzilarne lože i ždrijelo, pazeći da se ne dotakne jezik ili sluznica usne šupljine.
- Kada su vidljivi gnojni čepići na tonzilama, treba ih obrisati.
- Uzorak treba dostaviti u laboratorij u roku od 24 sata ili se obrisak može uzeti u prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju Zavoda.
- Rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3 – 5 dana.