

## PERIANALNI OTISAK

- Perianalni otisak za dokaz jaja parazita *Enterobius vermicularis*
- Predmetno stakalce (26 x 76 mm) s ljepljivom trakom («selotejp») može se dobiti u parazitološkom laboratoriju Službe za mikrobiologiju Zavoda ili se načiniti u ambulanti.
- Perianalni otisak treba uzeti ujutro nakon ustajanja, a prije pranja ili kupanja.
- Ljepljivu traku treba odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje.
- Traku zatim skinuti i nalijepiti ponovo preko stakalca.
- Predmetno stakalce treba staviti u ambalažu i dostaviti u prijemnu ambulantu tijekom 24 sata.
- Rezultat pretrage dostupan je za 24 sata.