

- **BRIS NAZOFARINKSA**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – tanki pamučni bris uvodi se horizontalno, prateći nosni hodnik, do stražnje stijenke nazofarinksa te se izvlači nakon 5 sekundi.

**TRANSPORT** - bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.

- **BRIS NAZOFARINKSA NA BORDETELLU PERTUSSIS**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – najlonski (Dacron) bris uvodi se horizontalno, prateći nosni hodnik, do stražnje stijenke nazofarinksa te se izvlači nakon 5 sekundi li što je dulje moguće, da se upije sekret iz stražnjeg nazofarinksa.

**TRANSPORT** – bris je potrebno transportirati u transportnom mediju Regan-Lowe na sobnoj temperaturi unutar 24 sata.

**KOLIČINA** – bris u transportnom mediju Regan-Lowe.

- **BRIS NAZOFARINKSA NA CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – tanki pamučni bris uvodi se horizontalno, prateći nosni hodnik, do stražnje stijenke nazofarinksa te se izvlači nakon 5 sekundi.

**TRANSPORT** – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.

- **BRIS NAZOFARINKSA NA NEISSERIU MENINGITIDIS**

**UPUTA ZA UZIMANJE** – tanki pamučni bris uvodi se horizontalno, prateći nosni hodnik, do stražnje stijenke nazofarinksa te se izvlači nakon 5 sekundi.

**TRANSPORT** – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart-Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

**KOLIČINA UZORKA** - bris sa ili bez transportnog medija.