

UZORAK STOLICE ZA BAKTERIOLOŠKU PRETRAGU

- Uzorak stolice treba uzeti na početku bolesti, u pravilu prije početka antibiotskog liječenja.
- Uzorak stolice ne smije biti kontaminiran mokraćom niti sadržavati dezinficijense i deterdžente.
- Potrebna su 2 – 3 mL uzorka tekuće stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka) u sterilnoj posudici koja se stavi u drvenu kutijicu.
- Uzorak stolice treba dostaviti u prijemnu ambulantu najkasnije dva sata nakon uzimanja. Ako to nije moguće, uzorak se može pohraniti na +4 °C najduže 24 sata do dostave u prijemnu ambulantu. Preporučuje se da se uzorak stolice veličine zrna papra stavi u transportni medij i pošalje u prijemnu ambulantu.
- Uzorak stolice za pretragu na *Helicobacter pylori* mora se obavezno dostaviti u prijemnu ambulantu istoga dana kad je i uzet!
- Obrisak rektuma treba uzeti jedino kad nije moguće dobiti uzorak stolice (djeca, teški bolesnici). Bris treba uložiti 2,5 cm iza analnog sfinktera i nježno zarotirati. Na brisu moraju biti vidljivi tragovi stolice. Daljnji postupak kao s uzorkom stolice.
- Obrisak rektuma za izolaciju vrste *N. gonorrhoeae* treba slati u transportnom mediju.
- Rezultati bakteriološke pretrage uzorka stolice ili obriska rektuma dostupni su za tri dana.